

2014年8月

お客様各位

積水メディカル株式会社

ラピッドテスト® カラーFLUスティック 検体希釈液容器の仕様変更について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。


弊社製造販売の「ラピッドテスト® カラーFLUスティック」について、下記の通り、検体希釈液容器の仕様を変更しましたのでご報告申し上げます。本変更により、スティックを持ち上げなくても反応結果が確認できるようになりました。

今後ともご愛顧賜ります様、宜しくお願ひ申し上げます。

謹白

記


1. 容器形状の変更



従来品

変更後

2. 反応結果の確認



以上