








インセパック®II-D ST-SQ

高速凝固&オーバーキャップタイプ

インセパック®II-D

品名コード	537189 NEW	537196 NEW	537202 NEW	537219 NEW
検査項目	生化学検査 血清学的検査			
品名	SMD108SQ-アカST	SMD108SQ-アオST	SMD108SQ-ピンクST	SMD108SQ-カバST
栓色	赤	水色	ピンク	樺
採血管				
収容薬剤	高速凝固促進剤 [分離剤入り]			
外径×長さ	15.8×100mm			
管サイズ	10mL			
採血量	8mL			
包装	100本/化粧箱			








品名コード	481611	500725	500732	535437	523441	511400
検査項目	生化学検査 血清学的検査					生化学検査 血清学的検査
品名	SMD750SQ-キイロST	SMD750SQ-アオST	SMD750SQ-カバST	SMD750SQ-アカST	SMD730SQ-ピンクST	SMD750SQH-キイロST
栓色	黄	水色	樺	赤	ピンク	黄
採血管						
収容薬剤	高速凝固促進剤 [分離剤入り]					ヘリン中和剤 高速凝固促進剤 [分離剤入り]
外径×長さ	12.7×100mm					12.7×100mm
管サイズ	7mL					7mL
採血量	5mL				3mL	5mL
包装	100本/化粧箱					100本/化粧箱

ISO・JISの設計規格に適合。検査室の安全を支える






インセパック® II-D・インセパック® II-W

オーバーキャップタイプ

インセパック® II-D





品名コード	537226	537233	537240	537257	500671	500688	535444
検査項目	生化学検査 血清学的検査						
品名	SMD109CG-カバ-ST	SMD108CG-カバ-ST	SMD108CG-アオ-ST	SMD108CG-キイロ-ST	SMD755CG-キイロ-ST	SMD755CG-ピンク-ST	SMD755CG-カバ-ST
栓色	樺		水色	黄		ピンク	樺
採血管							
収容薬剤	凝固促進剤 [分離剤入り]						
外径×長さ	15.8×100mm				12.7×100mm		
管サイズ	10mL				7mL		
採血量	9mL	8mL			5.5mL		
包装	100本/化粧箱						

インセパック® II-D

品名コード	500657	500664	511462	508158	500695
検査項目	生化学検査 血清学的検査				
品名	SMD750CG-キイロ-ST	SMD750CG-ピンク-ST	SMD750CG-アオ-ST	SMD730CG-アオ-ST	SMD750C-アカ-ST
栓色	黄	ピンク	水色		赤
採血管					
収容薬剤	凝固促進剤 [分離剤入り]				凝固促進剤 [分離剤なし]
外径×長さ	12.7×100mm				
管サイズ	7mL				
採血量	5mL		3mL		5mL
包装	100本/化粧箱				







●管理医療機器 真空密封型採血管
認証番号 219AABZX00236000(インセパックII-D)

インセパック® II-D

品名コード	500749	535451	535475	535512
検査項目	緊急検査			
品名	SMD750LG-ミドリ-ST	SMD750L-ミドリ-ST	SMD750N-ミドリ-ST	SMD520N-ミドリ-ST
栓色	緑			
採血管				
収容薬剤	ヘパリンLi [分離剤入り]	ヘパリンLi (スプレー塗布)	ヘパリンNa (スプレー塗布)	ヘパリンNa (スプレー塗布)
外径×長さ	12.7×100mm			12.7×75.6mm
管サイズ	7mL			5mL
採血量	5mL			2mL
包装	100本/化粧箱			

インセパック® II-D






NEW

品名コード	500756	512605	507700	511424	535482	535529
検査項目	一般血液検査					
品名	SMD750EK-キイロ-ST	SMD750EK-アカ-ST	SMD520EK-ムラサキ-ST	SMD520EK-キイロ-ST	SMD520EK-アカ-ST	SMD520EK-アオ-ST
栓色	黄	赤	紫	黄	赤	水色
採血管						
収容薬剤	EDTA-2K (スプレー塗布)					
外径×長さ	12.7×100mm			12.7×75.6mm		
管サイズ	7mL			5mL		
採血量	5mL			2mL		
包装	100本/化粧箱					

●管理医療機器 真空密封型採血管
 認証番号 219AABZX00236000(インセパックII-D)







インセパック® II-D

NEW

品名コード	535536	535499	535468	511431	500701
検査項目	一般血液検査			血糖検査	
品名	SMD750ENA-キイロ-ST	SMD750ENA-ムラサキ-ST	SMD520ENA-アカ-ST	SMD720EF-グレイ-ST	SMD520EF-グレイ-ST
栓色	黄	紫	赤	灰	
採血管					
収容薬剤	EDTA-2Na (顆粒)		EDTA-2Na (スプレー塗布)	EDTA-2K+NaF (スプレー塗布)	
外径×長さ	12.7×100mm		12.7×75.6mm	12.7×100mm	12.7×75.6mm
管サイズ	7mL		5mL	7mL	5mL
採血量	5mL		2mL	2mL	
包装	100本/化粧箱				

インセパック® II-W

NEW

品名コード	535505	511448	507724	507731	511455	507748
検査項目	凝固検査					血沈検査
品名	SMD536SC-クロ-ST	SMD527SC-アオ-ST	SMD518SC-アオ-ST	SMD518SC-クロ-ST	SMD509SC-アオ-ST	SMD516SR-クロ-ST
栓色	黒	水色		黒	水色	黒
採血管						
収容薬剤	3.2%クエン酸Na水溶液					3.8%クエン酸Na水溶液
外径×長さ	12.7×75.6mm					
管サイズ	5mL					
採血量	3.6mL	2.7mL	1.8mL		0.9mL	1.6mL
包装	100本/化粧箱					








●管理医療機器 真空密封型採血管
 認証番号 219AABZX00236000(インセパックII-D)
 認証番号 219AABZX00292000(インセパックII-W)

「1985年からの実績」安心のゴム栓シリーズ


インセパック® II-D・インセパック® II-W

ゴム栓タイプ

インセパック® II-D 高速凝固タイプ







品名コード	473531	480416	507762	473555	480430	473548	480423
検査項目	生化学検査 血清学的検査						
品名	SMD108SQ3-カバ	SMD108SQ3-アオ	SMD108SQ3-ピンク	SMD105SQ3-カバ	SMD105SQ3-アオ	SMD750SQ3-カバ	SMD750SQ3-アオ
栓色	樺	青	ピンク	樺	青	樺	青
採血管							
収容薬剤	高速凝固促進剤 [分離剤入り]						
外径×長さ	16.2×100mm					13.3×100mm	
管サイズ	10mL					7mL	
採血量	8mL			5mL			
包装	100本/化粧箱						

インセパック® II-D ヘパリン加血用・高速凝固タイプ







品名コード	453496	466670	466687
検査項目	生化学検査 血清学的検査		
品名	SMD108SQH-キイロ	SMD105SQH-キイロ	SMD750SQH-キイロ
栓色	黄		
採血管			
収容薬剤	ヘパリン中和剤 高速凝固促進剤 [分離剤入り]		
外径×長さ	16.2×100mm		13.3×100mm
管サイズ	10mL		7mL
採血量	8mL	5mL	
包装	100本/化粧箱		

●管理医療機器 真空密封型採血管
認証番号 219AABZX00236000(インセパックII-D)

インセパック® II-D 凝固促進タイプ

品名コード	495441	471629	453502	471704	478840	513046
検査項目	生化学検査 血清学的検査					
品名	SMD109CG-カバ	SMD109CG-アオ	SMD108CG-カバ	SMD108CG-キイロ	SMD108CG-ピンク	SMD108CG-コン
栓色	樺	青	樺	黄	ピンク	紺
採血管						
収容薬剤	凝固促進剤 [分離剤入り]					
外径×長さ	16.2×100mm					
管サイズ	10mL					
採血量	9mL			8mL		
包装	100本化粧箱					

インセパック® II-D 凝固促進タイプ

品名コード	476969	477034	453519	476686	486104	487378
検査項目	生化学検査 血清学的検査					
品名	SMD105CG-カバ	SMD105CG-キイロ	SMD760CG-カバ	SMD760CG-キイロ	SMD730CG-ベージュ	SMD530CG-カバ
栓色	樺	黄	樺	黄	ベージュ	樺
採血管						
収容薬剤	凝固促進剤 [分離剤入り]					
外径×長さ	16.2×100mm		13.3×100mm			12.7×75.6mm
管サイズ	10mL		7mL			5mL
採血量	5mL		5.5mL		3mL	
包装	100本化粧箱					







●管理医療機器 真空密封型採血管
認証番号 219AABZX00236000(インセパックII-D)

「1985年からの実績」安心のゴム栓シリーズ







インセパック® II-D・インセパック® II-W

ゴム栓タイプ

インセパック® II-D 抗凝固タイプ




品名コード	513596	501852	471599	453533	475252	493133
検査項目	一般血液検査					
品名	SMD770EK-ピンク	SMD530EK-ムラサキ	SMD530EK-ピンク	SMD520EK-ムラサキ	SMD520EK-ピンク	SMD520EK-アカ
栓色	ピンク	紫	ピンク	紫	ピンク	赤
採血管						
収容薬剤	EDTA-2K (スプレー塗布)					
外径×長さ	13.3×100mm	12.7×75.6mm				
管サイズ	7mL	5mL				
採血量	6.5mL	3mL		2mL		
包装	100本/化粧箱					

インセパック® II-D 抗凝固タイプ

品名コード	453571	500763	476693	453557	456329	488016
検査項目	緊急検査		血糖検査		TaqMan用	
品名	SMD750LG-ミドリ	SMD520N-ミドリ	SMD720EF-グレイ	SMD520EF-グレイ	SMD108EG-ムラサキ	SMD750EG-アオ
栓色	緑		灰		紫	青
採血管						
収容薬剤	ヘパリン Li [分離剤入り] (スプレー塗布)	ヘパリン Na (スプレー塗布)	EDTA-2K+NaF (スプレー塗布)		EDTA-2K [分離剤入り] (スプレー塗布)	
外径×長さ	13.3×100mm	12.7×75.6mm	13.3×100mm	12.7×75.6mm	16.2×100mm	13.3×100mm
管サイズ	7mL	5mL	7mL	5mL	10mL	7mL
採血量	5mL	2mL	2mL		8mL	5mL
包装	100本/化粧箱					

●管理医療機器 真空密封型採血管
 認証番号 219AABZX00236000(インセパックII-D)

インセパック® II-W 抗凝固タイプ

品名コード	479311	492976	478857
検査項目	凝固検査		血沈検査
品名	SMD518SC-クロ	SMD509SC-クロ	SMD516SR-オレンジ
栓色	黒		オレンジ
採血管			
収容薬剤	3.2%クエン酸Na水溶液		3.28%クエン酸Na水溶液
外径×長さ	12.7×75.6mm		
管サイズ	5mL		
採血量	1.8mL	0.9mL	1.6mL
包装	100本/化粧箱		

●管理医療機器 真空密封型採血管
 認証番号 219AABZX00292000(インセパックII-W)

インセパック® II シリーズ用 再栓キャップ

品名コード	473586	473593	473609
品名	PE 三角キャップ (9, 10cc 白)	PE 三角キャップ (ISO 7cc 白)	PE 三角キャップ (5cc 白)
再栓キャップ			
適応管種・サイズ	ゴム栓タイプ 10mL 管用	ゴム栓タイプ 7mL 管用	ゴム栓タイプ 5mL 管用 オーバー キャップタイプ 5mL 管, 7mL 管用
包装	1,000個/梱包		