

# 「ピュアオート®S ALB-N」 ・ 「クオリジエント® ALB-N」

## 新発売のお知らせ

2018年7月10日  
積水メディカル株式会社

積水メディカル株式会社（代表取締役社長：田頭 秀雄、本社：東京都中央区、以下「積水メディカル」）は、血液検査用アルブミンキット「ピュアオート®S ALB-N」 ・ 「クオリジエント® ALB-N」を7月10日に新発売しましたのでお知らせします。

「ピュアオート®S ALB-N」 ・ 「クオリジエント® ALB-N」は、血清又は血漿中のアルブミン測定試薬です。本品はBCP改良法を測定原理とし、各種生化学自動分析装置での測定が可能であることから、幅広い医療機関でお役に立ていただけます。

BCP改良法はBCG法でのグロブリン分画の測りこみ、BCP法での酸化型、還元型アルブミンの反応性の差という問題が改善された測定系であり、アルブミンに対して高い特異性を示します。日本医師会サーベイ(平成29年度)の測定方法別においても、71.6%と高いシェアを獲得しており、国内のアルブミン測定の主流となっております。

積水メディカルは各種生化学自動分析装置で簡便測定が可能な製品群を開発・販売しており、臨床検査の簡便・迅速化に貢献して参ります。

### 1. アルブミンの臨床的意義

アルブミンは肝臓で合成され、血清総蛋白質の約6割を占める水溶性蛋白質であり、脂肪酸、胆汁色素、薬物などとの結合による運搬、血液コロイド浸透圧の維持などの働きをしています。

アルブミンは蛋白代謝を反映し、栄養状態判定の指標として利用される他、肝機能障害の検査としても利用されます。

### 2. 製品概要

製品名：ピュアオート®S ALB-N ・ クオリジエント® ALB-N

使用目的：血清中又は血漿中のアルブミンの測定

測定原理：BCP改良法

測定範囲：0.1～7.0 g/dL

品名・包装・価格：

品名	包装	希望納入価格 (税抜)	
ピュアオート®S ALB-N	ALB-N発色液①	60mL × 2	3,300円
		72mL × 2	5,000円
		180mL × 4	11,600円
		360mL × 4	21,100円
	ALB-N発色液②	30mL × 2	2,700円
		36mL × 2	4,000円
		90mL × 4	9,400円
		180mL × 4	17,100円
ピュアオート®S ALB-N	TNセット	5,200円	
クオリジエント® ALB-N	Lセット	12,000円	

品名	包装	希望納入価格 (税抜)
	URCセット	6,600円

### 3. 特長

- (1) 試薬調製が不要の液状試薬です。
- (2) 各種自動分析装置への適用が可能です。
- (3) グロブリンによる影響を受けないため、アルブミンに対して高い特異性を示します。

### 4. 製品写真



「ピュアオート®」、「クオリジェント®」は、積水メディカル株式会社の登録商標です。

## 本件についてのお問い合わせ先

積水メディカル

総務人事部 総務グループ TEL : 03-3272-0672

CC/IA事業部 CC/IAグループ TEL : 03-3272-0918