

# 「ラピッドテスト® hMPV」発売のお知らせ

2019年5月15日  
積水メディカル株式会社

積水メディカル株式会社（代表取締役社長：久保 肇、本社：東京都中央区）は、ヒトメタニューモウイルス抗原検出用の迅速検査キット「ラピッドテスト® hMPV」を5月15日に発売致します。

「ラピッドテスト® hMPV」は、イムノクロマト法を原理としたスティックタイプのヒトメタニューモウイルス抗原検出用の迅速検査キットであり、判定時間が7分と短く、検体採取・検体前処理等の操作性も良好なキットです。

ヒトメタニューモウイルスは、春から初夏に流行する呼吸器感染症の原因ウイルスとして知られています。主な臨床症状は発熱、咳嗽、鼻汁で、乳幼児や高齢者、体力の弱っている人が発症すると肺炎など重篤な呼吸器症状を引き起こす場合があるため、迅速診断によって早期からの治療法の選択や管理が重要です。本品は、ヒトメタニューモウイルス抗原を簡単・迅速に検出できるため、患者様への適切な処置や院内感染の防止にお役立ていただけたらと考えております。

弊社は、POCTビジネスを事業拡大の重点施策の一つとして掲げ、新製品の開発や要員の拡充を図ることにより、着実にその売上を伸ばしてまいりました。多様化を極める臨床検査業務において、「トータルソリューションの提供」をコンセプトに装置・試薬・学術情報・技術情報のトータルサポートを実現することにより、更なる利便性の向上に努めてまいります。

## 1. ラピッドテスト® hMPV

### 1) 製品概要

製品名 : ラピッドテスト® hMPV

使用目的 : 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液中のヒトメタニューモウイルス抗原の検出

測定原理 : イムノクロマト法

検体種 : 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬぐい液

包装・価格:

品名	包装		希望納入価格（税抜）
ラピッドテスト® hMPV （貯蔵方法2～30℃）	検体希釈液	0.5mL×10本	14,000円
	テストスティック	10本	
	<付属品> 滅菌綿棒 （鼻腔検体採取用）	10本	

### 2) 特長

判定時間が～7分と短時間で判定可能です\*。

操作が簡単なスティックタイプです。

植毛スワブ（付属品：鼻腔検体採取用）を採用しています。

検体希釈液はラピッドテスト® FLUスティックspにも使用できます。

\*7分より以前にコントロールラインと陽性ラインが認められた場合、その時点で陽性と判定することができます。

## 2. 製品写真

販売名：ラピッドテスト® hMPV



「ラピッドテスト®」は積水メディカル株式会社の登録商標です。

## 本件についてのお問い合わせ先

積水メディカル株式会社  
経営統括部経営企画部総務グループ TEL：03-3272-0672  
検査事業統括部POCT事業部 TEL：03-3272-0827