

# 「ナノピア® IL-2R」 新発売のお知らせ

2017年4月18日  
積水メディカル株式会社

積水メディカル株式会社（社長：田頭 秀雄、本社：東京都中央区、以下積水メディカル）は、血中可溶性インターロイキン2レセプター（sIL-2R）試薬である「ナノピア® IL-2R」を4月17日に新発売しましたのでお知らせします。

「ナノピア® IL-2R」は、血清又は血漿中のsIL-2Rの測定試薬です。本品はラテックス免疫比濁法を測定原理とし、生化学自動分析装置での簡便測定が可能です。また、測定時間も約10分間と迅速であり、調製不要な液状試薬であるために、緊急検査にも対応することが可能です。

積水メディカルは、この他にラテックス免疫比濁法を原理とし、生化学自動分析装置で簡便測定が可能な「ナノピア®」シリーズの製品群を開発・販売しており、臨床検査の簡便・迅速化に貢献して参ります。

## 1. 臨床的意義

インターロイキン-2レセプター（IL-2R）は、抗原刺激により活性化されたT及びB細胞表面に発現するタンパク質であり、血中に遊離したIL-2Rの一部（α鎖）を測定することにより、非ホジキンリンパ腫、ATL（成人T細胞白血病）の補助診断、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者の経過観察に役立つと考えられています。

## 2. 製品概要

製品名：ナノピア® IL-2R

使用目的：血清又は血漿中の可溶性インターロイキン-2レセプター（sIL-2R）の測定

測定原理：ラテックス免疫比濁法

測定範囲：50～10,000U/mL

検体種：血清又は血漿（EDTA）

包装・価格：

品名	包装	希望納入価格（税抜）
ナノピア® IL-2R	IL-2R緩衝液①：18mL×2	260,000円
	IL-2Rラテックス試液②：7mL×2	
ナノピア® IL-2R	Lセット	223,000円

別売品※

品名・包装・価格：

品名	包装	希望納入価格（税抜）
IL-2Rキャリブレーター	1mL×5濃度×1	25,000円
IL-2Rコントロール	1mL×2濃度×3	25,000円

※本品は体外診断用医薬品ではありません。

## 3. 特長

- (1) 試薬の調製が不要な液試薬です。
- (2) 各種自動分析装置への適用が可能です。

(3) 迅速に結果が得られます。

#### 4. 製品写真



「ナノピア®」は、積水メディカル株式会社の登録商標です。

### 本件についてのお問い合わせ先

積水メディカル

総務人事部 総務グループ TEL : 03-3272-0672

検査事業部 マーケティング部 TEL : 03-3272-0918