

# 「ラピッドテスト® FLUスティックsp」発売のお知らせ

2018年11月21日  
積水メディカル株式会社

積水メディカル株式会社（代表取締役社長：田頭 秀雄、本社：東京都中央区）は、インフルエンザウイルス抗原検出用の迅速検査キット「ラピッドテスト® FLUスティックsp」を11月21日に発売致します。

「ラピッドテスト® FLUスティックsp」は、イムノクロマト法を原理としたスティックタイプのインフルエンザウイルス抗原検出用の迅速検査キットであり、判定時間が5分と短く、検体採取・検体前処理等の操作性も良好なキットです。

本品は、インフルエンザウイルス抗原を簡単・迅速に検出できるため、患者様への適切な処置や院内感染の防止にお役立ていただけたらと考えております。

弊社は、POCT ビジネスを事業拡大の重点施策の一つとして掲げ、新製品の開発や要員の拡充を図ることにより、着実にその売上を伸ばしてまいりました。多様化を極める臨床検査業務において、「トータルソリューションの提供」をコンセプトに装置・試薬・学術情報・技術情報のトータルサポートを実現することにより、更なる利便性の向上に努めてまいります。

## 1. ラピッドテスト® FLUスティックsp

### 1) 製品概要

製品名 : ラピッドテスト® FLUスティックsp

使用目的 : 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原又はB型インフルエンザウイルス抗原の検出

測定原理 : イムノクロマト法

検体種 : 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬぐい液

包装・価格 :

品名	包装		希望納入価格（税抜）
ラピッドテスト® FLUスティックsp （貯蔵方法2～30℃）	検体希釈液	0.5ml×10本	11,500 円
	テストスティック	10本	
	<付属品> 滅菌綿棒 （鼻腔検体採取用）	10本	

### 2) 特長

判定時間が～5分と短時間で判定可能です※。

操作が簡単なスティックタイプです。

植毛スワブ（付属品：鼻腔検体採取用）を採用しています。

※5分より以前にコントロールラインと陽性ライン（A型、B型またはその両方）が認められた場合、その時点で陽性と判定することができません。

## 2. 製品写真

販売名：ラピッドテスト® FLUスティックsp



「ラピッドテスト®」は積水メディカル株式会社の登録商標です。

## 本件についてのお問い合わせ先

積水メディカル株式会社

総務人事部 総務グループ TEL : 03-3272-0672

検査事業統括部 POCT 事業部 TEL : 03-3272-0827